

DERMAVISC®

PRIRODNA Ljepota –UZ DUGOTRAJNI UČINAK



Proizvodni asortiman Dermavisc® uključuje materijal za punjenje kože (filer), koji se koristi za kozmetičku korekciju bora. Proizvodni asortiman Dermavisc® uključuje proizvode Dermavisc® smooth, te Dermavisc® ease. Proizvodi se koriste za trenutno uklanjanje površinskih bora, sve do dubokih bora, te da bi se povećala punoća usana. Tretman proizvodom Dermavisc®, vezano za konture lica, pridonosi smanjenju vizualnih znakova starenja, te omogućuje trenutne rezultate, koji traju nekoliko mjeseci. Dermavisc® se sastoji od miješanog oblika, te vrlo pročišćenog oblika prirodne hijaluronske kiseline. U usporedbi sa proizvodima naše konkurencije Dermavisc® se temelji na izvanrednoj kvaliteti biološke hijaluronske kiseline. To znači da hijaluronska kiselina u proizvodu Dermavisc® ima molekularnu težinu, koja je 2 do 5 puta veća od težine konkurentskih proizvoda. Veća molekularna težina osigurava lakše ubrizgavanje sadržaja injekcije, te će proizvod duže trajati. Proizvod Dermavisc® razvijen je i proizveden u Švedskoj, a proizvela ga je tvrtka Bohus BioTech AB, koja ima veliko iskustvo u radu sa hijaluronskom kiselinom visoke kvalitete za različite vrste primjena. Korištenjem proizvoda Dermavisc® ostat ćete dugo mladi.



DERMAVISC® smooth

Dermavisc® smooth koristi se za korekciju, te oblikovanje malih i površinskih bora i nabora kože na licu. Dermavisc® smooth ubrizgava se ispod kože, od srednjeg do gornjeg sloja derme, ispod bora, pri čemu se povećava volumen, te se koža podiže i oblikuje.

DERMAVISC® ease

Dermavisc® ease koristi se za korekciju, te oblikovanje umjereno dubokih bora i nabora kože. Proizvod se također koristi za povećanje punoće usana, te označavanje krajeva usana, te za formiranje određenog Kupidovog luka. Proizvod se ubrizgava od srednjeg do gornjeg sloja derme.

PRIMJENA DERMAVISC® PROIZVODA



TEHNIČKE INFORMACIJE

Hijaluronska kiselina
Molekularna težina (Dalton)
Volumen (ml)
Skladištenje
Trajnost (od datuma proizvodnje)
Igle (2 jedinice/šprice za injekcije)
Kutija (broj šprica za injekcije)

Dermavisc® smooth

6 mg/ml
4-6 milijuna
1.0 i 1.6
2-25°C
3 godine
27G
1

Dermavisc® ease

10 mg/ml
4-6 milijuna
1.0 i 1.6
2-25°C
3 godine
27G
1

MARKETING I PRODAJA
Enrada 2 d.o.o.
Tel: +385 95 3900 754
info@enrada2.hr
www.enrada2.hr

PROIZVODNJA
Bohus BioTech AB
Tel: +46 (0) 526 146 86
info@bohusbiotech.com
www.bohusbiotech.com